



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 细胞增殖/凋亡检测福袋

产品编号	产品名称	包装
FD014	细胞增殖/凋亡检测福袋	1套

### 产品简介:

- 碧云天的细胞增殖/凋亡检测福袋提供了用于细胞增殖、凋亡检测的常用试剂盒，包括Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒(C1062S)、一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)(C1086)、Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒)(C0048M)。
- Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒(Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit)是用FITC标记的重组人Annexin V来检测细胞凋亡时出现在细胞膜表面的磷脂酰丝氨酸的一种细胞凋亡检测试剂盒。可以使用流式细胞仪、荧光显微镜或其它荧光检测设备进行检测。
- 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(One Step TUNEL Apoptosis Assay Kit)为您提供了一种高灵敏度又快速简便的细胞凋亡检测方法。对于经过固定和洗涤的细胞或组织，只要经过一步染色反应，洗涤后就可以通过荧光显微镜或流式细胞仪检测到呈现绿色荧光的凋亡细胞。
- Super-Enhanced Cell Counting Kit-8, 简称Super-Enhanced CCK-8试剂盒或超强型CCK-8试剂盒，是一种基于WST-8用于细胞活力、增殖和细胞毒性的快速、高灵敏度检测的试剂盒。本试剂盒仅需0.5至1小时即可完成检测，和普通或增强型CCK-8试剂盒相比，检测速度更快、灵敏度更高、线性范围更宽。本试剂盒适用于在450nm左右测定吸光度。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C1062S	Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒	20次
C1086	一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)	20次
C0048M	Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒)	500次
—	说明书	1份