



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)

产品编号	产品名称	包装
P0966-20pcs	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片
P0966-100pcs	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	100片

产品简介:

- 碧云天的BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸) (BeyoWB™ Sponge Pad for Western Blot, Filter Paper Free)是一种可以直接用于Western实验中蛋白转印的海绵垫, 适用于碧云天MiniBlot™蛋白转膜系统(E6050)、伯乐公司(Bio-Rad)的Mini Trans-Blot转印槽及其它类似大小的转印槽, 并且可以和BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)配套使用。
- 本产品简化了转膜‘三明治结构’的组装, 无需转印槽中的多孔垫(Foam pad)和转印滤纸(Filter paper)。
- 本产品预切割为8cm×9.6cm, 无需自行裁切, 使用时更加便捷。
- 本产品主要配套用于BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)中进行WB转膜时三明治结构的组装, 可耐受甲醇、乙醇及其它转膜相关的常见有机试剂, 吸水性强, 表面平整, 质地均匀, 结果重现性好, 不含任何添加剂, 不干扰实验结果, 转膜时不会引起转印膜上蛋白条带的扭曲、变形或出现噪点。
- 本产品也可用于常规Western检测中三明治结构的组装。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0966-20pcs	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片
P0966-100pcs	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	100片
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 两年有效。

注意事项:

- 为防止交叉污染, 本产品建议一次性使用。
- 如需重复使用, 须将本产品用蒸馏水或超纯水冲洗干净晾干待用, 烘干更佳。但重复使用可能会影响转膜效果。重复使用时, 若发现转膜效果变差, 或本产品有破损或明显变薄, 请及时更换新的海绵垫。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 请参考BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)说明书中相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200μl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次
P0963	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	2ml/15ml

P0965	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张/100张
P0966	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片/100片
P0967	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml/500ml
P0968	BeyoWB™转膜液(10X)	500ml/4×500ml
P0970	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0971	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0972	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0981	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0982	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0983	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0984	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0985S	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0987S	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0988S	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0990S	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0992S	StrepII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0997S	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0025N	Western一抗二抗去除液(中性)	250ml

Version 2024.12.12