



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 矿物油(light oil (neat), BioReagent)

产品编号	产品名称	包装
ST1524-50ml	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	50ml
ST1524-250ml	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	250ml
ST1524-1L	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	500ml×2

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
8042-47-5	-	-	light oil (neat)	BioReagent

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	矿物油
Name (English)	Mineral oil
Specifications	BioReagent, light oil (neat)
Chemical Formula	-
Synonym (Chinese)	白油, 石蜡油, 白色油, 液体石蜡, 白矿油, 白色矿物油, 矿脂, 凡士林油
Synonym (English)	whie oil; PARAFFIN OIL
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	232-455-8
MDL Number	MFCD0013161
UNSPSC Code	12352200

### ➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	-
Signal Word	-
Hazard Statements	-
Precautionary Statements	-
Personal Protective Equipment	Eyeshields, Gloves
Hazard Codes (Europe)	-
Risk Codes (Europe)	-
Safety Codes (Europe)	-
RIDADR	NONH for all modes of transport
WGK Germany	1
RTECS	PY8047000
Flash Point (F)	>233.6 F
Flash Point (C)	>112°C

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST1524-50ml	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	50ml
ST1524-250ml	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	250ml
ST1524-1L	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	500ml×2
-	说明书	1份

### 保存条件：

室温避光保存，三年有效。

### 注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2019.07.10