



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

10M 醋酸铵(无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST354	10M 醋酸铵(无菌)	100ml

产品简介:

- 醋酸铵又名乙酸铵，碧云天生产的10M 醋酸铵，经过过滤除菌，可以直接用于无菌操作，是实验室常用储备液，在生物化学和分子生物学中常用于沉淀核酸，质谱中流动相的配制等实验，也可作为缓冲试剂使用。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST354	10M 醋酸铵(无菌)	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存，一年有效，如长期不使用，建议4℃保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。