

InstantView™系列染料


InstantView™ SDS-PAGE蛋白染色及上样缓冲液




产品特点 | FEATURES

- 安全无毒, 染色便捷, **更有升级版无气味产品**, 上样染色一步完成;
- 不影响电泳迁移率;
- 无需凝胶染色, 可以即时观察样品电泳效果;
- 兼容性好, 灵敏度高, 可检测低至 25ng 左右的蛋白条带;
- 背景极低, 游离染料不影响观察和检测。

产品效果 | PRODUCT APPLICATION



▶ 图 1. 使用 InstantView™ SDS-PAGE 蛋白染色及上样缓冲液 (5X, 无气味) 对不同上样量的 BSA 样品染色电泳后的凝胶照片。



▶ 图 2. InstantView™ SDS-PAGE 蛋白染色及上样缓冲液 (5X, 无气味) 对不同上样量的 BSA 样品和菌液样品染色电泳后用紫外或蓝光成像设备的检测效果图。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
P0280	InstantView™ SDS-PAGE蛋白染色及上样缓冲液(5X)	1ml
P0281S	InstantView™ SDS-PAGE蛋白染色及上样缓冲液(5X, 无气味)	1ml

InstantView™荧光上样缓冲液 **NEW**



产品特点 | FEATURES

- 使用便捷, 染色上样一步完成: 荧光染料 NA-Green/NA-Red 的浓度经过优化, 使用时直接加入适量产品到核酸样品中混匀即可进行上样和电泳, 无须在凝胶配制时加入任何核酸染料或者在电泳后进行染色, 上样、染色同步进行;
- 安全性高: 致突变性极低且检测不到显著细胞毒性;
- 灵敏度高: 可检测低至 0.6ng 的 DNA;
- 稳定性好: 热稳定性和光稳定性好;
- 适用广泛: 可以使用和 SYBR Green 或 EB 相同的荧光检测体系。

产品效果 | PRODUCT EFFECT

DNA(ng) 40 20 10 5 2.5 1.25 0.63




图 1. 不同量 DNA 样品使用 InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液 (6X, BeyoRed) 的效果图。




图 2. 不同长度的 PCR 产物样品使用 InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液 (6X, BeyoRed), 并使用 InstantView™绿色荧光 DNA Ladder (D0123S) 的电泳效果图。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
D0076-1ml/10ml	InstantView™红色荧光DNA上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)	1ml/10ml
D0078-1ml/10ml	InstantView™绿色荧光DNA上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)	1ml/10ml
D0081-1ml/10ml	InstantView™红色荧光DNA上样缓冲液(6X, BeyoRed)	1ml/10ml
D0083-1ml/10ml	InstantView™绿色荧光DNA上样缓冲液(6X, BeyoRed)	1ml/10ml

InstantView™ 荧光DNA Ladder



产品特点 | FEATURES

- 上样量少,节省实验经费: 每孔上样 5 μ l,即可观察到非常清楚的 DNA 条带;
- 条带范围宽,可满足各种常规 DNA 电泳分析的分子量参照需要: 与 InstantView™上样缓冲液配套使用,用作目的 DNA 片段大小的标准参照物;
- 即用型,使用特别便捷: 产品中预加了高安全性、高灵敏度的荧光染料 NA-Red 或 NA-Green,无须在琼脂糖凝胶配制时再加入任何核酸染料或者在电泳后进行染色,上样前已经过荧光染料的预染,使用特别便捷。

产品效果 | PRODUCT APPLICATION




图 1. InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed) (D0117S) DNA 条带图。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
D0115S	InstantView™红色荧光DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100次
D0116S	InstantView™绿色荧光DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100次
D0117S	InstantView™红色荧光DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100次
D0118S	InstantView™绿色荧光DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100次
D0120S	InstantView™红色荧光DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100次
D0121S	InstantView™绿色荧光DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100次
D0122S	InstantView™红色荧光DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100次
D0123S	InstantView™绿色荧光DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100次

上海碧云天生物技术有限公司 | Beyotime Biotech Inc

- 地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼
- 邮编: 201611
- Email: info@beyotime.com
- 热线: 400-1683301或800-8283301
- 网站: www.beyotime.com



碧云天网站

微信公众号

订货方式 | Quick Order



400-1683301或800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com