



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST339-100ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST339-500ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)即无菌、无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染的3M 乙酸钾(醋酸钾)溶液, pH值为 5.5 ± 0.1 @25°C。
- 本产品是实验室常用储备液, 在生物化学, 分子生物学实验中常用于制备低渗培养基和各种DNA提取方案等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST339-100ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST339-500ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效, 如长期不使用, 建议4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST338	5M 乙酸钾	100ml
ST372	0.5M 乙酸钾, pH5.0	100ml
ST339-100ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST339-500ml	3M KAc, pH5.5 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml