



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm)

产品编号	产品名称	包装
FPP23-1pc	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm)	1支/包装
FPP23-5pcs	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm)	5支/包装

产品简介:

碧云天生产的LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm), 即LAB MARKER (Alcohol-Resistant, Blue, 0.4/1.0mm), 又称防酒精记号笔、防酒精马克笔、防酒精双头记号笔、抗酒精记号笔、抗酒精马克笔、油性记号笔、Permanent Marker等, 适用于实验室中需要用到70-75%乙醇消毒或需高压灭菌的离心管、冻存管、多孔板、培养皿等标记、信息记录等多种场合, 特别适合细胞复苏时使用70-75%乙醇对冻存管表面进行消毒或医院里70-75%乙醇常规消毒, 使用本耐酒精记号笔后, 基本不会影响书写字迹。本产品的主要特点如下:

1. 本产品不仅耐喷, 也耐擦。使用75%乙醇对本产品书写的字迹进行喷洒、擦拭、浸泡或冲洗, 字迹基本没有影响。
2. 本产品耐高温和超低温, 经高温高压灭菌或液氮罐冻存处理后, 字迹依旧清晰。
3. 本产品采用无毒的高级油性墨水, 书写时出墨均匀, 不断墨, 速干防水, 不易褪色。
4. 本产品笔身为圆形笔杆, 握笔舒适。笔墨颜色与笔套颜色一致, 便于区分。
5. 本产品采用耐磨纤维的双笔头设计, 笔迹粗细分别为1.0mm和0.4mm, 书写顺滑持久, 满足不同书写面积要求。
6. 本产品为拔插式笔帽, 笔夹设计方便携带不易丢失。
7. 本产品书写时气味低, 绿色环保。
8. 本耐酒精记号笔系列产品有三种颜色可供选择, 分别为黑色(FPP21)、蓝色(FPP23)、红色(FPP25)。

保存条件:

室温保存, 两年有效。

注意事项:

- 本耐酒精记号笔虽然耐75%乙醇, 但擦拭后, 字迹可能会略变浅。
- 本耐酒精记号笔仅在常规的塑料制品、铝箔、纸、布、木材等表面耐75%乙醇的喷洒和擦拭, 但在玻璃、金属上只耐喷, 不耐擦拭。
- 耐酒精记号笔仅耐75%乙醇和100%甘油的喷洒和擦拭, 不耐100%乙醇、二甲苯和异丙醇等的喷洒和擦拭。某些特殊材质包括一些特殊塑料制品上可能也不耐100%甘油的喷洒和擦拭。
- 使用完毕后, 请注意盖紧笔盖以免油墨变干。
- 标记后应在室温放置数秒, 防止抹蹭, 确保书写笔迹充分干燥后再置于冰箱冷藏或冷冻保存。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FPP01-Black	LAB MARKER (防水记号笔, 黑色)	12支/包装
FPP01-Blue	LAB MARKER (防水记号笔, 蓝色)	12支/包装
FPP21-1pc	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 黑色, 0.4/1.0mm)	1支/包装
FPP21-5pcs	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 黑色, 0.4/1.0mm)	5支/包装
FPP23-1pc	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm)	1支/包装
FPP23-5pcs	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 蓝色, 0.4/1.0mm)	5支/包装
FPP25-1pc	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 红色, 0.4/1.0mm)	1支/包装
FPP25-5pcs	LAB MARKER (耐酒精记号笔, 红色, 0.4/1.0mm)	5支/包装