



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301或800-8283301  
 订货e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## BeyoGold™ 方形血清瓶(PET, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
FSB125-25pcs	BeyoGold™ 125ml方形血清瓶(PET, 无菌)	25个/包
FSB125-100pcs	BeyoGold™ 125ml方形血清瓶(PET, 无菌)	25个/包, 100个/箱

### 产品简介:

- BeyoGold™ 方形血清瓶(PET, 无菌), BeyoGold™ Square Serum Bottles (PET, sterile), 是碧云天的金牌高品质耗材系列产品, 本产品瓶体材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate, PET), 盖子材质为高密度聚乙烯(high-density polyethylene, HDPE)。本产品具有极佳的气体阻隔特性, 常用于血清、细胞培养液和缓冲液的储存和运输。本血清瓶无菌、轻质、防碎, 并具有节省空间的方形设计。
- 血清瓶也称为存储瓶(storage bottle)或培养基瓶(medium bottle), 本产品的主要特点如下:
  1. 高品质PET材质, 精密模具及自动化设备生产制造, 具有良好的透明性和耐用性。
  2. 高强度、瓶身带精确刻度。
  3. 最低可耐-135℃低温, 适合冷冻储存。
  4. 瓶身为方形, 易于掌握, 方便储存并节省空间。
  5. 经伽马射线消毒灭菌, 无DNA酶、无RNA酶、无热源、无细胞毒性。
  6. 极佳的气体阻隔特性, 防漏, 降低 CO<sub>2</sub>和 O<sub>2</sub>的渗透性。
  7. 瓶和瓶盖材料不含动物源性组分。
  8. 125ml、250ml、500ml和1000ml共四种常用规格可供选择。
- 本方形血清瓶在高于70℃时会变形, 故勿高温高压灭菌或用其它高温处理, 也勿储存高温液体。本产品适合血清、细胞培养液和缓冲液的储存和运输, 对于强酸碱、有机溶剂或某些化学物质的耐受力不强, 具体请参考本产品的化学兼容性表格。
- 本产品各个规格的参数如下:

产品编号	容量	克重(含瓶盖)	瓶身尺寸	盖子尺寸(mm)	瓶口尺寸(mm)
FSB125	125ml	40g	60×50mm	38(内径), 27(高)	29(内径), 33(外径)
FSB250	250ml	54.9g	92×60mm	38(内径), 27(高)	29(内径), 33(外径)
FSB500	500ml	80.5g	115×77mm	38(内径), 27(高)	29(内径), 33(外径)
FSB1000	1000ml	103g	150×90mm	38(内径), 27(高)	29(内径), 33(外径)

注: 以上数据仅供参考, 实际可能有一定误差, 请以实物数据为准。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FSB125-25pcs	BeyoGold™ 125ml方形血清瓶(PET, 无菌)	25个/包
FSB125-100pcs	BeyoGold™ 125ml方形血清瓶(PET, 无菌)	25个/包, 100个/箱
FSB250-30pcs	BeyoGold™ 250ml方形血清瓶(PET, 无菌)	30个/包
FSB250-60pcs	BeyoGold™ 250ml方形血清瓶(PET, 无菌)	30个/包, 60个/箱
FSB500-24pcs	BeyoGold™ 500ml方形血清瓶(PET, 无菌)	24个/包
FSB500-48pcs	BeyoGold™ 500ml方形血清瓶(PET, 无菌)	24个/包, 48个/箱
FSB1000-24pcs	BeyoGold™ 1000ml方形血清瓶(PET, 无菌)	24个/包
FSB1000-48pcs	BeyoGold™ 1000ml方形血清瓶(PET, 无菌)	24个/包, 48个/箱