



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## BeyoWB™封闭液

产品编号	产品名称	包装
P0950-100ml	BeyoWB™封闭液	100ml
P0950-500ml	BeyoWB™封闭液	500ml

### 产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™封闭液(BeyoWB™ Blocking Buffer)主要配套用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品中膜的封闭, 配套使用时封闭时间仅需5分钟。本产品的总体封闭效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等封闭液。
- 按照每次需要5ml封闭液计算, 本产品每100ml可以进行20次的BeyoWB™ 30分钟Western检测时膜的封闭。
- 本产品也可用于常规Western检测。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0950-100ml	BeyoWB™封闭液	100ml
P0950-500ml	BeyoWB™封闭液	500ml
-	说明书	1份

### 保存条件:

4°C保存, 一年有效。长期不使用可以-20°C保存。

### 注意事项:

- 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5分钟。对于一些背景非常高的抗体, 可以尝试将封闭时间延长为10-15分钟。此外, 如有特殊需要, 也完全可以4°C封闭过夜。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 本产品的使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)(P0956)及BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)(P0958)相关实验步骤进行。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200μl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次