



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 40% Acr-Bis (39:1)

产品编号	产品名称	包装
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	100ml

### 产品简介:

- 40% Acr-Bis (39:1)即为含40% acrylamide-bisacrylamide的水溶液, 其中acrylamide和bisacrylamide的比例为39:1。
- 40% Acr-Bis (39:1)常用于配制各种PAGE凝胶, 例如EMSA凝胶、RPA凝胶等, 可以用于蛋白或核酸等的分离, 是实验室的常用储备液。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	100ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

4°C避光保存。

### 注意事项:

- 本产品对人体有毒, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。