



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

Brij L23 (Suitable for Stein-Moore Chromatography, BioReagent)


产品编号	产品名称	包装
ST3237-100g	Brij L23 (Suitable for Stein-Moore Chromatography, BioReagent)	100g
ST3237-500g	Brij L23 (Suitable for Stein-Moore Chromatography, BioReagent)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
9002-92-0	-	~1198	-	Reagent grade

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	Brij L23
Name (English)	Brij L23
Specifications	suitable for Stein-Moore chromatography
Chemical Formula	-
Synonym (Chinese)	聚氧乙烯月桂醚、月桂醇聚氧乙烯醚、月桂醇聚、四聚乙二醇单月桂醚
Synonym (English)	Brij 35; C12E23; Polyoxyethylene (23) lauryl ether
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	-
MDL Number	MFCD00080891
UNSPSC Code	-



➤ 产品描述(Description):

Application	非离子洗涤剂。适用于提取膜蛋白。通常使用范围为0.1至1%。
-------------	--------------------------------

➤ 性质(Properties):

Aggregation number	20-40
CMC	91μM
Description	非离子型
HLB	16.9
mol wt	estimated mol wt 1198
mol wt	micellar avg mol wt 48,000
Suitability	suitable for Stein-Moore chromatography
Transition temp	浊点>100°C

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	-
Signal Word	-
Hazard Statements	-
Precautionary Statements	-
Personal Protective Equipment	dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Codes (Europe)	-
Risk Codes (Europe)	-
Safety Codes (Europe)	-
RIDADR	NONH for all modes of transport

WGK Germany	2
RTECS	MD0875000
Flash Point (F)	-
Flash Point (C)	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST3237-100g	Brij L23 (Suitable for Stein-Moore Chromatography, BioReagent)	100g
ST3237-500g	Brij L23 (Suitable for Stein-Moore Chromatography, BioReagent)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 两年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2024.06.27