



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

SSPE缓冲液(20X, pH7.4, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST464-250ml	SSPE缓冲液(20X, pH7.4, 无菌)	250ml

产品简介:

- SSPE缓冲液(20X, pH7.4, 无菌)主要由3M NaCl、25mM EDTA以及0.2M NaH₂PO₄组成, 常用于RNA杂交(如Northern-blot)、DNA杂交(如Southern-blot)等核酸杂交实验, 为常用的分子生物学缓冲液。
- 本产品为20倍浓缩缓冲液, 经过高压湿热灭菌处理, 使用时只需要用无菌蒸馏水或去离子水稀释至工作浓度即可。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST464-250ml	SSPE缓冲液 (20X, pH7.4, 无菌)	250ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。如长期不使用, 建议4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.11.16