

一步法 qRT-PCR 试剂盒及 qPCR Mix



NEW

**检测灵敏度高!
扩增特异性强!
反应稳定性好!**

产品特点

- **降低污染风险** 一步法 qRT-PCR 在同一反应管内连续进行反转录和荧光定量 PCR，减少人为误差，降低污染风险，检测通量大；
- **特异性好，灵敏度高** 整合高效反转录酶和高品质热启动酶，精选优化缓冲体系，检测灵敏度高、扩增特异性强、反应稳定性好；
- **操作简单，使用便捷** 试剂盒包含实验所需所有的通用组分，用户只需自备引物、样品 RNA 和去离子水，节约 PCR 实验的操作时间；
- **兼容性好，适用广泛** 试剂盒提供 Low ROX 和 High ROX，广泛兼容无需 ROX 和需要 Low ROX 或 High ROX 作为校正染料的荧光定量 PCR 仪；
- **选择灵活** 一步法 qRT-PCR 试剂盒和 qPCR Mix 分为染料法或探针法，可根据试验需求灵活选购，探针法灵敏度和特异性更强。

常用仪器所需 ROX 类型请参考如下：

添加 ROX 类型	适用 PCR 仪
不需添加	Bio-Rad: CFX384, CFX96, MiniOpticon, iCycler IQ, MyiQ and iQ5; Eppendorf: Mastercycler ep realplex and realplex2s; Qiagen/Corbett Rotor-Gene: 6000; Roche LightCycler 480; Cepheid SmartCycler; Illumina Eco qPCR
Low ROX	ABI: 7500(Fast), ViiA 7, QuantStudio 6 and 7 Flex Systems; Stratagene: Mx3000P, Mx3005P and Mx4000; Qiagen/Corbett Rotor-Gene: 3000; Bio-Rad/MJ: Chromo 4, Opticon 2 and Opticon;
High ROX	ABI GeneAmp 5700; ABI PRISM 7000, 7700; ABI 7300, 7900HT(Fast); ABI StepOne(Plus)

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
D7268S	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	100 次
D7268M	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	500 次
D7277S	BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit	100 次
D7277M	BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit	500 次
D7271-1ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X)	1ml
D7271-5ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X)	5ml
D7271-25ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X)	25ml
D7272-1ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml
D7272-5ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, Low ROX)	5ml
D7272-25ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, Low ROX)	25ml
D7273-1ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml
D7273-5ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, High ROX)	5ml
D7273-25ml	BeyoFast™Probe qPCR Mix (2X, High ROX)	25ml
D7260-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1ml
D7260-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	5ml
D7260-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	25ml
D7262-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml
D7262-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	5ml
D7262-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	25ml
D7265-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml
D7265-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	5ml
D7265-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	25ml

订货服务方式

 E-mail: order@beyotime.com

QQ: 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

 在线订购: www.beyotime.com
上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

 网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

 Email: info@beyotime.com


碧云天网站



微信公众号